



Varenummer 1999900692



Tømmepose, Curas, 1,5 l, NRV, singlepak



Produktbeskrivelse

Kateterposen anvendes som en tømmepose til urinposer eller drænpøser. Alternativt kan den påsættes f.eks en sengepose, så man undgår at tømme sengeposen i løbet af natten, hvis der produceres meget urin. Tømmeposen har en cross-hanger funktion, som sikrer, at den sidder tæt og stabilt på den pose den tilkøbes. Den passer på de fleste krydsventiler. Tømmeposen indeholder SAP (Super Absorberende Polymer) som absorberer væske og omdanner den til en geleagtig substans. Posen skal således ikke tømmes, men kan bortskaffes som almindeligt affald uden risiko for stænk og spild.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tømmepose
Varemærke	Curas
Ventiltype	NRV
Features	Singlepak
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, DEHP, PVC, SAP
Rumindhold, brutto	1.5 l
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	15 cm	44.8 cm	27.3 cm	45051400204652
pk	25 stk	22.5 cm	22 cm	13.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl) ftalater