




Varenummer 1999900695



Låg til urinprøvekop, Curas Hygiene Pulp, engangs



Produktbeskrivelse

Låget passer til Curas 200 ml urinprøvekop. Bruges når koppen skal transporteres æstetisk fra patient til skyllerum eller sygeplejerske. Kan kommes macerator.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til urinprøvekop
Varemærke	Curas
Vareserie	Hygiene Pulp
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Pap
Længde/dybde	17 cm
Bredde	7.7 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	8 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3500 stk	32 cm	31.6 cm	29.4 cm	5051400081354
pk	100 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til
engangsbrug.