



Varenummer 1999900711

Doseringspumpe, plast, til 5l dunk,
doserer 30ml, kan reduceres til 5ml

Produktbeskrivelse

Pumpe til dosering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Features	Til 5l dunk, doserer 30ml, kan reduceres til 5ml
Materiale	Plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	31.7 cm	24 cm	10.8 cm	5703538399510
stk	1 stk				