



Varenummer 1999900716



Servietdispenser, Tork Xpressnap Fit N14, 32,6x12,1x14,3cm, sort, plast

Produktbeskrivelse

Tork Xpressnap® servietdispenser til bord er velegnet til restauranter med selvbetjening, hvor servietter er til rådighed på bordet. Kompakt og moderne dispenser, som giver en serviet ad gangen, forbedrer hygiejnen og reducerer servietforbruget med mindst 25% sammenlignet med traditionelle servietdispensersystemer. Fås i et stort udvalg af moderne farver, som passer til dit interiør.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Servietdispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	Xpressnap Fit N14
Farve	Sort
Materiale	Plast
Længde/dybde	32.6 cm
Bredde	12.1 cm
Højde	14.3 cm
Vægt, netto	998 g
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	33.2 cm	13.2 cm	16.3 cm	7322541071725
stk	1 stk				