



Varenummer 1999900794

Bandage, Juzo Compression Wrap, sort, velcro, læg lang, arm, 5 stk. i en pose, one size



Produktbeskrivelse

Velcrolukning til Juzo Compressions Wrap.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Juzo
Vareserie	Compression Wrap
Farve	Sort
Features	Velcro, læg lang, arm, 5 stk. i en pose
Ingredienser/sammensætning	88% polyamid, 12% elastan
Strømpestørrelse	One size
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Før vask af produktet lukkes alle velcrolukninger eller fjernes hvis løs. Vask Juzo Compression Wrap mindst en gang om ugen eller oftere, hvis det er nødvendigt. Produkterne kan vaskes i vaskemaskinen ved 30°C med et mildt vaskemiddel. Produktet kan beskyttes ved at vaske det i en vaskepose. Undlad at bruge skyllemiddel. Må ikke bleges. Må ikke tørres i tørretumbler. Tørretiden kan afkortes ved at rulle dem stramt og trykke væsken ud og derefter placere dem på et tykt frottehåndklæde. Placer ikke produktet på en radiator eller i solen for at tørre. Juzo Compression Wrap må ikke stryges. Rens ikke produktet med kemikalier.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	27 cm	18 cm	0.4 cm	4062102497429



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

