



Varenummer 1999900889

Tætningsring, Dansac GX-tra, Ø20mm, 2,5 mm



Produktbeskrivelse

Anvendes til stomibandagering

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tætningsring
Varemærke	Dansac
Vareserie	GX-tra
Diameter	20 mm
Tykkelse	2,5 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	34.5 cm	14.5 cm	11 cm	15709817301042
pk	30 stk	6.6 cm	6.6 cm	10 cm	5709817301045
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.