



Varenummer 1999900968

**Lægetaske, Pico Bello, 40x20x33cm,
sort, blød Nappa læder, skulderrem og
ampul dispenser**

Produktbeskrivelse

Denne smidige læger skuldertaske som er lavet af blødt nappalæder ser ikke kun godt ud - den giver også masser af plads til medicinsk udstyr og materialer. De integrerede sorteringshjælpe midler garanterer en klar organisering i tasken.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Pico Bello
Farve	Sort
Features	Blød Nappa læder, skulderrem og ampul dispenser
Længde/dybde	40 cm
Bredde	20 cm
Højde	33 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	46.3 cm	26.8 cm	35.8 cm	4260291380724
stk	1 stk				