

Varenummer 1999900974

Blodtryksapparat, A&D Medical, hvid, UA-767S fuldautomatisk, inkl. universalmanchet



Produktbeskrivelse

Den fuldautomatiske blodtryks- og pulsmåler UA-767S-W har en arytmidetektor som inkluderer detektering af atrieflimmer. Der medfølger en universalmanchet, som passer til overarmsomkredse mellem 22-42 cm.

Blodtryksmåleren kan lagre op til 60 målinger og har ekstra funktioner, såsom at den meddeler ved forkert manchetspåsætning, meddeler ved bevægelse under måling samt er udstyret med WHO blodtryksklassificeringsindikator.

Hvis blodtryksmåleren under målingen opfanger tegn på irregulær hjerterytme, vises ikonet %IHB/AFiB på displayet. Frekvensen af værdien %IHB/AFiB vises også efter målingen er endt. Denne værdi tilskrives derefter én ud af 4 forskellige grader, alt efter hvor stor en andel der er målt. Denne funktion er udelukkende til overvågningsformål. Du bør altid kontakte din egen læge, hvis du oplever tegn på uregelmæssig hjerterytme.

Modellen UA-767S-W kræver kun en enkelt måling for at opfange %IHB/AFiB og er klinisk valideret.

Denne blodtryksmåler kan både benyttes i hjemmet og til professionelt brug. Med den medfølgende universalmanchet, der passer til overarmsomkredse mellem 22-42 cm, er det ikke nødvendigt at skulle ud og købe flere manchetter, da den vil passe langt de flestes overarm.

Funktioner og egenskaber:

Latexfri slim-fit universalmanchet 22-42 cm

Atrieflimmerdetektion (AFib) samt %IHB (irregulær hjerterytme) indikator, som viser frekvensen af den irregulære hjerterytme

Lagring af op til 60 målinger inklusive gennemsnittet af alle gemte målinger

Meddeler ved forkert påsætning af manchetten

WHO blodtryksklassificering

Avanceret oscillometrisk metode sikrer professionel akkurathed og beviste pålidelige målinger

Designet og lavet i Japan

Til både privat og professionelt brug

Klinisk godkendt

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	A&D
Vareserie	Medical
Farve	Hvid
Features	UA-767S fuldautomatisk, inkl. universalmanchet
Materiale	Plast
Strømspecifikationer	UA-767S-W
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	51.5 cm	28 cm	22 cm	
stk	1 stk				5060006581212



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.