

Varenummer 1999900975



Blodtryksapparat, A&D Medical, hvid, UA-611 fuldautomatisk, inkl. medium manchete



Produktbeskrivelse

Den fuldautomatiske blodtryks- og pulsmåler UA-611 benytter den seneste 3. generationsteknologi fra A&D med brugervenlig énknaps-betjening og fordelene fra den automatisk kontrollerede oppustning af manchetten. Derudover detekterer og advarer blodtryksmåleren også ved irregulære hjerterytme (arytmi).

Til blodtryksmåleren UA-611 medfølger også en medium manchete, som passer til overarmsomkredse mellem 22-32 cm. Manchetten er desuden fri for latex og metal, hvilket skal sikre brugeren en mere komfortabel oplevelse under oppustning af manchetten.

En ekstra stor manchete, fra 31-45 cm, kan tilkøbes separat.

UA-611 er klinisk godkendt efter retningslinjerne inden for Det Europæiske Hypertensionsselskab (ESH), som sikrer at brugeren kan have tiltro til målingerne. UA-611 kan gemme op til 30 målinger og beregner gennemsnittet af alle gemte målinger. WHO blodtryksklassificeringsindikatoren giver desuden brugeren mulighed for at overvåge blodtrykket nøje.

Siden 1979 har A&D Medical været den ledende leverandør af medicinske apparater til privat og professionelt brug.

Grundet blodtryksmålerens høje kvalitet er det muligt for A&D Medical at kunne tilbyde 5 års garanti (eksklusive batterier og manchete).

Hovedfunktioner og fordele:

Klinisk godkendt af European Society for Hypertension (ESH)

Hukommelse for 30 målinger

Arytmi detektor

WHO blodtryksklassificering

Brugervenlig énknaps-betjening

Metal- og latexfri manchete i str. 22-32 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	A&D
Vareserie	Medical
Farve	Hvid
Features	UA-611 fuldautomatisk, inkl. medium manchete
Materiale	Plast
Strømspecifikationer	UA611
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	27.5 cm	25.5 cm	18.5 cm	15060006581165
stk	1 stk				5060006581168



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.