



Varenummer 1999900990

Engangskateter, IQ-Cath, fleksibel kuglespids, CH 16, 43cm, klar til brug



Produktbeskrivelse

IQ-CATH er et overfladebehandlet engangskateter, der ligger klar til brug i vand. Dette betyder at der ikke skal tilsættes ekstra vand, og at katetret er klar til anvendelse når det tages ud af pakningen. Kateteret har fleksibel spids med kugleformet hoved, som sikrer, at kateteret ubesværet glider op gennem urinrørets krumninger og forbi lukkemusklen. Kateteret har glatte afrundede kateterøjne. Den øgede længde, stivheden på den nederste del af kateteret muliggør lettere indføring og håndtering også ved nedsat finger eller håndmotorik.

STERILE



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	IQ-Cath
Spidstype	Fleksibel kuglespids
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Klar til brug
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC
Længde/dybde	43 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	180 stk				
pk	30 stk	55.3 cm	18.5 cm	5.8 cm	4250274543598
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE