



Varenummer 1999901099

Pumpe, Plum Plumat, sort, til 3L dunk

Produktbeskrivelse

Plumat pumpe til 3 L dunk

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pumpe
Varemærke	Plum
Vareserie	Plumat
Farve	Sort
Features	Til 3L dunk
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	32.5 cm	13 cm	3.8 cm	5701684411728