

Varenummer 1999901157

Fingerstrop, EZ BuddySplint, 12,5mm, blå, med burrebåndlukning, latexfri



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af fingre, hvor disse ønskes immobiliseret. Kan tilpasses i størrelse, idet den er forsynet med burrebåndlukning. Fremstillet af åndbart og latex-frit materiale.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerstrop
Varemærke	EZ BuddySplint
Farve	Blå
Features	Med burrebåndlukning, latexfri
Materiale	Lycra, nylon, PU-skum
Længde/dybde	12.5 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	10 cm	10 cm	10.5 cm	8718873000073
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.