



Varenummer 1999901174

Tørsterilisator, Memmert, SF75, 74 l



Produktbeskrivelse

SF75 lever op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Memmert SF75 er udstyret med et farvedisplay med touchfølsomme knapper, en blæser, der sikrer cirkulationen af varmen i ovnen, justerbart friskluftindtag, justerbar ventilator, justerbar indstilling af programtid og Setpoint-WAIT-funktion, der sikrer at programmet først starter når den indstillede temperatur er opnået. Temperaturområdet kan indstilles fra 10 grader C og op til 250 grader C. Derudover er Memmert tørsterilisatoren udstyret med intern datalogger, digitaltimer, fuldisoleret rustfri ståldør og indvendigt kammer i rustfri stål. Indvendige mål: b 400 mm x h 560 mm x d 330 mm. Udvendige mål: b 585 mm x h 944 mm x d 514 mm (minus 39 mm til blæseren). Vægt 66 Kg. Leveres med 2 trådhylder i rustfrit stål.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tørsterilisator
Varemærke	Memmert
Model	SF75
Vægt, netto	66 kg
Rumindhold, brutto	74 l
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538400827
stk	1 stk				5703538400810



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.