



Varenummer 1999901204

Blodprøvetagningsstol, Simpex Haemo-Perfekta, sort, med højdeindstillelige armlæn, uden hjul



Produktbeskrivelse

Haemo-Perfekta stationær blodprøvetagningsstol med forkrommet ramme inklusiv 2 armlæn. Stolen er betrukket med phtalatfri kunstlæder, armlænene kan højdejusteres fra 73 - 100 cm., drejes til side samt vinkles, afstand mellem armlænene kan varieres op til 82,5 cm, sædebredder 60 cm. Højde fra sæde til gulv 49 cm. Sædedybde 47 cm. Totalhøjde fra overkant af ryg til gulv 82 cm. Sikker arbejdsbelastning op til 225 kg. Kan afvaskes eller desinficeres, dog anbefales ikke ethanolholdige produkter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsstol
Varemærke	Simpex
Vareserie	Haemo-Perfekta
Farve	Sort
Features	Med højdeindstillelige armlæn, uden hjul
Materiale	Kunstlæder
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988, MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	60 cm	60 cm	84 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.