



Varenummer 1999901226



Dampsterilisator, Miele Cube, PST2210,  
80x60x65cm, 22 l, 22 liter kammer, bordmodel

Produktbeskrivelse

Miele cube B-class autoklave. Intuitiv touchbetjening og kapacitet til 5,5 kg instrumenter og 2,0 kg tekstiler/fyldning. Alt bliver dokumenteret - komplet procesdokumentation og nem dataoverførsel. Flere forskellige programmer. Manuel påfyldning af vand. Medfølger: komplet tilbehørspakke med bakker, indsats, aftapningsslange, bakkeholder og strømkabel (220V)

Specifikationer

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produktbetegnelse                | Dampsterilisator           |
| Varemærke                        | Miele                      |
| Vareserie                        | Cube                       |
| Model                            | PST2210                    |
| Farve                            | Hvid                       |
| Features                         | 22 liter kammer, bordmodel |
| Længde/dybde                     | 80 cm                      |
| Bredde                           | 60 cm                      |
| Højde                            | 65 cm                      |
| Vægt, netto                      | 44 kg                      |
| Rumindhold, brutto               | 22 l                       |
| Strømspecifikationer             | AC 200-240V 50/60HZ        |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988              |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|-----|
| kll   | 1 stk      | 63.4 cm | 46.5 cm | 45.2 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |     |