


Varenummer 1999901246

Skarpske, Tekno, 13,5cm, rustfrit stål, Fig. 1/2, (4 x 7 mm og 5 x 8 mm)



Produktbeskrivelse

Anvendes fx til revidering af sår, eller udtagning af biopsier. Materiale: Hoved er lavet af to forskellige ståltyper. Håndtaget er lavet af antimagnetisk stål, type AISI 304.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skarpske
Varemærke	Tekno
Features	Fig. 1/2, (4 x 7 mm og 5 x 8 mm)
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24.5 cm	7 cm	0.4 cm	4044684032199



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.