


Varenummer 1999901316

Håndfri dispenser, Purell, 1200 ml, sort, LTX, 1,2 ml pr. dosering

- ✓ Håndfri
- ✓ hygiejne
- ✓ brugervenlig
- ✓ hånddesinfektion

Produktbeskrivelse

Det brede vindue og de krystallklare refillflasker gør det nemt at se, hvornår der skal skiftes refill. Kan låses uden videre ved blot at fjerne nøglen inde i dispenseren. CONTROLLED COLLAPSE-refiller holder faconen, når de er tomme, så de altid ser pæne ud. Den aftagelige pumpe gør genbrug nemmere. SANITARY SEALED™-refiller er lavet af robust, genanvendeligt PET-materiale med 30 % mindre plastik end hårde HDPE-refiller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndfri dispenser
Varemærke	Purell
Farve	Sort
Features	LTX, 1,2 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	1200 ml
Strømspecifikationer	4 stk. batteri type D
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	30.6 cm	28.1 cm	29 cm	10073852026679
stk	1 stk				738520266728