



Varenummer 1999901418

Stander, 29x29,5x142cm, hvid, til hånddesinfektions touchfree dispenser fra Abena, Deb, Gojo og Purell

- ✓ Smart løsning til touchfree dispenser
- ✓ hånddesinfektion

Produktbeskrivelse

Stander med drypbakke til touchfree dispenser. Kan bruges til Deb, Purell, Gojo og ABENA touchfree dispenser, dispenserne skal monteres med dobbeltklæbende tape af god kvalitet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Farve	Hvid
Features	Til hånddesinfektions touchfree dispenser fra Abena, Deb, Gojo og Purell
Længde/dybde	29 cm
Bredde	29.5 cm
Højde	142 cm
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Samles efter anvisning i kassen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	120 cm	32.5 cm	17.5 cm	5703538415272
stk	1 stk				