

Varenummer 1999901507

Skaft med klik, 140cm, stål, aluminium, 140 cm, 600 ml beholder

- ✓ Ideel til mindre områder
- ✓ Med trykknop
- ✓ God sammen med engangsmopper

Produktbeskrivelse

Skaftet indeholder op til 600 ml. væske, som kan sprøjtes ud på gulvet ved tryk på knappen. Ideel til nem, hurtig og smart rengøring af mindre områder. For at opnå et optimalt hygiejneniveau kan skaftet bruges sammen med en engangsmoppe i mikrofiber.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skaft med klik
Farve	Stål
Features	140 cm, 600 ml beholder
Materiale	Aluminium
Længde/dybde	140 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	143 cm	27.7 cm	12 cm	5703538406201
stk	1 stk				5703538406195



Produktet bruges til manuel rengøring af gulve.



Produktet bruges til rengøring af hårde gulve.



Produktet bruges til rengøring af massive trægulve.

