



Produktdatablad

Visir, sæt à 100 stk.

Varenummer : 1999901579
Version : 04
Varegruppe : Visir
Forpakninger : 100 stk = 1 kolli
20 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Visir

Features: sæt à 100 stk.

Produktbeskrivelse: Visir til beskyttelse af ansigtet mod sprøjt og stænk. Visiret er lavet i One-Size med justerbar elastik, som let kan tilpasses hovedestørrelse. Det er lavet i klart PET glas.
Må ikke bruges til videresalg efter d. 1/10-2020, men det er tilladt fortsat at anvende visiret efter denne dato.

Brugsanvisning: Visiret tåler at blive afsprittet/tørret af med desinfektion op til 20 gange. Visiret tåler at blive afsprittet/tørret af med desinfektion op til 20 gange. Produkterne er ikke CE-mærkede, men er godkendt til sundhedspersonel i henhold til dispensation fra Sikkerhedsstyrelsen af 7. april 2020. 2 års levetid ved mørk opbevaring.

Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.