

Varenummer 1999901694

Manchet, S, sort, med 1 slange, barn
Ø16-24 cm, til A&D blodtryksapparat



Produktbeskrivelse

Blodtryksmanchet til A&D elektroniske blodtryksapparater

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Størrelse	S
Farve	Sort
Features	Med 1 slange, barn Ø16-24 cm, til A&D blodtryksapparat
Materiale	Nylon, plast
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23.7 cm	12.5 cm	4.2 cm	5060006580987



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.