



Varenummer 1999901729

Urinstix, Medi-Test Combi 5L, URYXXON



Produktbeskrivelse

Medi-Test Combi teststriker/stix til URYXXON Relax. Måler følgende parametre: hæmoglobin, protein, nitrit, glukose og leukocytter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Medi-Test
Vareserie	Combi 5L
Features	URYXXON
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	2 år efter produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	15 cm	5.5 cm	5.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.