



Varenummer 1999901769



## Doseringspumpe, Diversey, 560x110x80mm, hvid, plast, til 20 l dunk

### Produktbeskrivelse

Doseringspumpe fra Diversey til 20 l dunke. Pumpen doserer 30 ml. pr. pump

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Varemærke	Diversey
Farve	Hvid
Features	Til 20 l dunk
Materiale	Plast
Længde/dybde	560 mm
Bredde	110 mm
Højde	80 mm

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	55.5 cm	15 cm	9 cm	