


**Varenummer** 1999901815

**Reflekshammer, Dejerine, 21cm, gummi/  
rustfrit stål, inkl. nål og børste,  
flergangs**


## Produktbeskrivelse

Dejerine reflekshammer er et alsidigt diagnostisk instrument designet til at evaluere myotatiske og kutane reaktioner hos patienter. Dobbelt latexfri gummihead. Inkluderer også en børste og en nål, som er opbevaret i henholdsvis top og bund af instrumentets håndtag

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Reflekshammer
Varemærke	Dejerine
Features	Inkl. nål og børste
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Gummi, rustfrit stål
Længde/dybde	21 cm
Vægt, netto	140 g
Vægt, brutto	140 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23.5 cm	10 cm	3.5 cm	8023279312546



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.