


Varenummer 1999901836

vileda
PROFESSIONAL

Si, Vileda, 55x24x10cm, grå, PP, til 22 ltr. moppeboks



Produktbeskrivelse

Si til forbehandling, tilhører til Vileda rengøringsvogne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Si
Varemærke	Vileda
Farve	Grå
Features	Til 22 ltr. moppeboks
Materiale	PP
Længde/dybde	55 cm
Bredde	24 cm
Højde	10 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	60 cm	25 cm	20 cm	
stk	1 stk				