

Varenummer 1999901842



Koldtåge forstøver, i-Cover, 1.0, blå, 1-rums, 1 l, til desinfektion

- ✓ Nem at bruge
- ✓ Bekvem at flytte rundt
- ✓ Kræver ingen brug af værnemidler



Produktbeskrivelse

i-Cover 1.0 er den lille desinfektionsmaskine, der er nem at have med, og kan bæres rundt ved hjælp af håndtag eller skulderrem. i-Cover 1.0 er en avanceret koldtågeforstøver, der er designet til at gøre din desinfektionsopgave, hurtig, enkel og mere effektiv. Med et unikt farvekodesystem til i-Cover 1.0, vil du altid vide hvilken dyse og farve du skal anvende til netop din desinfektion. Vær opmærksom på, at batteri og oplader skal tilkøbes ved siden af!

Specifikationer

Produktbetegnelse	Koldtåge forstøver
Varemærke	I-Cover
Model	1.0
Farve	Blå
Features	Til desinfektion
Materiale	Aluminium, LDPE
Længde/dybde	300 mm
Bredde	230 mm
Højde	270 mm
Vægt, brutto	7.5 kg
Strømspecifikationer	24 V
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	1 l
Inkluderet tilbehør	Sprøjtedyser, skulderrem og ekstra tank

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	41.5 cm	65.5 cm	27 cm	
stk	1 stk				