



Produktdatablad

CRP kontrolvæske

Varenummer: 1999901865



Varedeklaration

1 stk. Produktbetegnelse: CRP kontrol. Varemærke: QuikRead. Vareserie: Go. Model: Normal. Features: kølevare. Rumindhold, brutto: 1 ml. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Generel. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC. Produktbeskrivelse: QuikRead CRP kontrol er påtænkt til kvalitetskontrol af Quikread go instrument, kan anvendes med 10 µl eller 20 µl prøvemateriale Quikread go crp kontrol er klar til brug og skal stabiliseres ved stuetemperatur i 30 min. inden brug. Blandes grundigt, men ikke rystes. Uåbnet holdbar indtil udløbsdato ved 2- 8 grader celsius. Åbnet holdbar i 60 dage ved 2- 8 grader celsius. Resultatet bør være inden for området som er vist på kontrollens etikette. Kontrollen er human-baseret og skal behandles på samme måde som en patientprøve. Kontrollen udføres som ved en normal Crp-måling. Denne kontrol anvendes til kontrol i det normale måleområde op til 25 mg/L. Temperaturlolerance: Opbevaring ved 2-8 grader. Doseringsinstruktioner: ca. 25 mg/ l CRP. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.