



Varenummer 1999901891



## Termojakke, Mascot Originals, XXL, 295 g/m<sup>2</sup>, sort, polyester

STANDARD  
100

### Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset quilt med polyestervat er meget isolerende og mere holdbart end syet quilt. Let buende krave med indvendig rib, som slutter tæt til i halsen og holder kulden ude. Forlommer med lynlås for sikker opbevaring. Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg. Rib i nedre kant og ved håndled.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Termojakke
Varemærke	Mascot
Vareserie	Originals
Størrelse	XXL
Farve	Sort
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester
Tykkelse	295 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	OEKO-TEX.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				5711074104574



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.