



Varenummer 1999901893



Termojakke, Mascot Originals, 4XL, 295 g/m², sort, polyester



STANDARD
100

Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset quilt med polyestervat er meget isolerende og mere holdbart end syet quilt. Let buende krave med indvendig rib, som slutter tæt til i halsen og holder kulden ude. Forlommer med lynlås for sikker opbevaring. Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg. Rib i nedre kant og ved håndled.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termojakke
Varemærke	Mascot
Vareserie	Originals
Størrelse	4XL
Farve	Sort
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester
Tykkelse	295 g/m ²
Certifikater	OEKO-TEX.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				5711074104611



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.