

Varenummer 1999901908

Spirometer, Minispir, MIR, 142x49,7x26mm, hvid, med Mirspiro PC software og USB kabel, flergangs



Produktbeskrivelse

Minispir håndholdt pc-baseret spirometer. Indeholder en lang række valgbare parametre samt Real-Time Flow/Volume og Volume/Time-kurver. Spirometritestfortolkning og kvalitetskontrol i henhold til de seneste spirometristandarder. Indbygget temperatursensor til BTPS konvertering. Mirspiro PC software og USB kabel medfølger. Flowturbiner og Platinum-licens tilkøbes separat (se under tilhørende varer). Ved køb af Platinum-licensen opnås mulighed for bl.a. deling af database

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spirometer, Minispir
Varemærke	MIR
Farve	Hvid
Features	Med Mirspiro PC software og USB kabel
Engangs/flergangs	Flergangs
Længde/dybde	142 mm
Bredde	49.7 mm
Højde	26 mm
Strømspecifikationer	USB
Inkluderet tilbehør	Leveres uden turbine
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24.5 cm	19 cm	8 cm	8052990321629



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.