



Varenummer 1999901974

## Brusehoved, hvid, til 500-1000 ml flaske

- ✓ Skumfunktion
- ✓ Kan tilpasses til andre bruseflasker
- ✓ Stigrøret kan forkortes

### Produktbeskrivelse

Brusehoved til blandt andet LifeClean overfladedesinfektion og glasrens. Brusehovedet kan nemt tilpasses andre bruseflasker, og er desuden udviklet med en praktisk skumfunktion, som fordeles rengøringsmidlet og gør rengøringsarbejdet både nemmere og mere effektivt. Stigrøret har en længde på 26 cm og der er mulighed for at forkorte røret. Passer til 500-1000 ml. bruseflasker.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Brusehoved
Farve	Hvid
Features	Til 500-1000 ml flaske

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	60 cm	33.5 cm	39 cm	5703538443251
stk	1 stk				5703538443244



Rengøring med spray.

