



Varenummer 1999901981

Fiberbandage, Biatain Fiber, 10x10cm, latexfri, steril, engangs

- ✓ Låser ekssudat og bakterier inde
- ✓ Minimal krympning
- ✓ Sammenhængende gel



Produktbeskrivelse

Biatain Fiber med HexaLock® teknologi er en blød, steril gelfiberbandage, der består af 100% cellulosefibre (CMC).

Biatain Fiber med HexaLock teknologi fremmer sårhelingsprocessen ved at understøtte autolytisk debridering og oprensning af fibrin. Biatain Fiber anvendes til moderat til kraftigt væskende sår.

Bandagen bliver forstærket i et unikt sekskantet mønster som giver ekstra styrke til bandagen når den skal fjernes fra såret. Biatain Fiber krymper ikke, og man undgår, at der dannes et hulrum mellem bandagen og sårbunden, såkaldt "dead space".

Kan sidde på såret i op til 7 dage.

Skal fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fiberbandage
Varemærke	Biatain
Vareserie	Fiber
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	440 stk	40.3 cm	37.3 cm	34.6 cm	5708932401715
pk	10 stk	15.2 cm	17.2 cm	3.3 cm	5708932382939
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er sterilt