


Varenummer 1999902005



Låg til spand til fødevarer, Vikan, 36,5x4cm, gul, PP, til 20 l

- ✓ Forhindrer fremmedlegemer i spanden
- ✓ Muliggør stabling af spande



Produktbeskrivelse

Låget sikrer at der ikke kommer fremmedlegemer i spanden, såfremt den bruges til opbevaring af fødevarer mm. Lågets forhøjning på midten muliggør at man kan stable 2 spande ovenpå hinanden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til spand til fødevarer
Varemærke	Vikan
Farve	Gul
Features	Til 20 l
Materiale	PP
Længde/dybde	36.5 cm
Højde	4 cm
Vægt, netto	0.4 kg
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Temperatur Tolerance	Ved temperatur fra -20°C til +100°C.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	38.5 cm	38.5 cm	12 cm	15705020569361
stk	1 stk				5705020569364



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.