



Varenummer 1999902064

**Dermatoskop, HEINE DELTAone,
12,8x5,7x4cm, sort, med USB-lader og
etui**



Produktbeskrivelse

HEINE dermatoskop i lommestørrelse, indeholdende det nye akromatiske HEINE optiske system, fremragende farvegengivelse takket være den nye LED HQ teknik. 3 niveauer af lysintensitet, 10x forstørrelse og 21 mm reelt synsfelt. Skift nemt mellem polariseret og ikke-polariseret lys ved tryk på én knap. Medfølger: kontaktplade med skala, USB-ledning med medicinsk godkendt strømforsyning og etui. Mulighed for tilkobling til SmartPhone ved hjælp af HEINE mounting Case og HEINE adapter. Mulighed for digital dokumentation med den gratis HEINE DERM app eller ved hjælp af HEINE Cube System.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dermatoskop
Varemærke	HEINE
Vareserie	DELTAone
Farve	Sort
Features	Med USB-lader og etui
Materiale	Glas, metal, plast
Længde/dybde	12.8 cm
Bredde	5.7 cm
Højde	4 cm
Strømspecifikationer	3,25W
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	19 cm	8 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.