



Produktdatablad

Engangshandske, nitril, pudderfri, blå, str. L, længde 240 mm.

Varenummer: 1999902089



Varedeklaration

Forpakning: 200 stk pr. pakke. 10 pakker pr. kolli. 28 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic. Holdbarhed: 5 år. Farve: blå. Materiale: nitril. Ingrediensliste: Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Chlorine. Egenskaber: finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet, sensitiv. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: L. Længde/dybde: 240 mm. Bredde: 107 mm. Tykkelse: 0,08 +/- 0,02 mm. Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-4:2019. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Den elastiske nitrilhandske fra ABENA giver dig fremragende kvalitet, samtidig med, at den holder hygiejnen i top. Handsken tilpasser sig håndens form under brug, og giver en god gennemfølgelse. Vores engangshandske kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicin håndtering, cytostatika og ved kontakt med hormoncremer. ABENAs blå nitrilhandske fås i forskellige størrelser og indeholder ingen latexproteiner, så den er sikker at anvende, selv for personer med latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 490251, 490252, 490253, 490254