

Varenummer 1999902097

Instrumenttæske, 36x16x7cm, rustfrit stål, med låg, flergangs



Produktbeskrivelse

Rustfri instrumenttæske med overfaldslåg. Kan blandt andet benyttes til opbevaring af kirurgiske instrumenter i forbindelse med tørsterilisering. Instrumenttæsken tåler op til 200°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumenttæske
Farve	Stål
Features	Med låg
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	36 cm
Bredde	16 cm
Højde	7 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	36 cm	16 cm	7 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.