

Varenummer 199902117

2-vejs foley kateter, Rüsch SupraCath, open end, CH 16, 41cm, 10 ml, standard ballon, steril

✓ Kan skiftes over en guidewire (medfølger ikke). Har røntgentip. kan ligge op til 90 dage.



Produktbeskrivelse

2-vejs suprapubisk kateter i silikone. Kan skiftes over en guidewire (medfølger ikke). Har røntgentip. Godkendt til 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Anvendelse i op til 90 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Rüsch
Vareserie	SupraCath
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Standard ballon, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	51 cm	7.8 cm	5.4 cm	04026704020454



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.