



Varenummer 1999902130

## Stativ, hvid, pulverlakeret stål/PVC, 100 l, til kanalsække, med låg og pedal

- ✓ praktisk
- ✓ robust
- ✓ hygiejnisk

### Produktbeskrivelse

Stativ til kanalsække.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Stativ
Farve	Hvid
Features	Til kanalsække, med låg og pedal
Materiale	Pulverlakeret stål, PVC
Længde/dybde	56 cm
Bredde	52 cm
Højde	101 cm
Vægt, brutto	9.044 kg
Rumindhold, brutto	100 l
Volumen af rum	100 l
Affaldstype	Tung
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	52.8 cm	56.8 cm	101.8 cm	
stk	1 stk				



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand til tunge belastninger.