

Varenummer 1999902135

HbA1c test, QuikRead Go, 1 ml, kølevare



Produktbeskrivelse

QuikRead Go HbA1c er en let anvendelig og pålidelig point of care test. Det kvantitative HbA1c-resultat er tilgængeligt på mindre end 6 minutter. En-trins prøveopsamler minimerer hands-on trin og muliggør en let HbA1c-test. Testene skal opbevares ved 2-8 grader.

Ved brug af HbA1c testkit er det en forudsætning, at Quikread Go apparatet er opdateret med minimum software version 8.1.1. Kontakt ABENA kundeservice for hjælp til software opdatering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c test
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Features	Kølevare
Rumindhold, brutto	1 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 120 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	14 cm	16 cm	7.7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.