



Varenummer 1999902223

Elektrostatisk sprayer, Fimap E-Spray, 1-rums, 1 l

Produktbeskrivelse

Fimap E-spray er en professionel pistol sprøjte, der bruger princippet om elektrostatisk induktion til at distribuere desinfektionsmiddel effektivt og ensartet på overflader. Fimap E-spray er let og meget komfortabel, drevet af et lithium batteri, der giver dig mulighed for at desinficere i flere timer, frit og hvor som helst, uden at være bundet af et kabel. Opløsningen sprøjtes i meget små og lette dråber, som når hvert et punkt i området der skal behandles og lægger sig effektivt. På grund af den elektrostatiske ladning bliver dråberne tiltrukket af den ønskede overflade, og mens dråberne lægger sig, skaber de en desinficerende belægning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Elektrostatisk sprayer
Varemærke	Fimap
Vareserie	E-Spray
Farve	Blå
Længde/dybde	417 mm
Bredde	280 mm
Højde	95 mm
Vægt, netto	1.7 kg
Strømspecifikationer	18 V Li-ion Batteri 2000mAh
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	1 l
Inkluderet tilbehør	Tank

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	57.7 cm	44.5 cm	23 cm	
stk	1 stk				