



Varenummer 1999902291

## Affaldsspand, rød, plast, 45 l, stabelbar til kildesortering

- ✓ stabelbar
- ✓ pladsbesparende

### Produktbeskrivelse

Stabelbar affaldsspand til kildesortering i flere farver. Låget kan åbnes uden at skulle fjerne spanden ovenover.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Affaldsspand
Farve	Rød
Features	Stabelbar til kildesortering
Materiale	Plast
Længde/dybde	57 cm
Bredde	32 cm
Højde	32 cm
Rumindhold, brutto	45 l
Volumen af rum	45 l
Affaldstype	Tung
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	59 cm	40 cm	48 cm	



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.