



Varenummer 1999902342

Pumpe, med riller, til Rodalon desinfektion, stigrør længde 250 mm

✓ håndhygiejne

Produktbeskrivelse

Pumpe til flaske

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pumpe
Features	Med riller, til Rodalon desinfektion, stigrør længde 250 mm
Rumindhold, brutto	500 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Pumpen kan monteres på 500-600 ml flasker

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	26.5 cm	22.5 cm	9.5 cm	5703538442605
stk	250 ml				5703538443022