



Varenummer 1999902342

## Pumpe, med riller, til Rodalon desinfektion, stigrør længde 250 mm

✓ håndhygiejne

### Produktbeskrivelse

Pumpe til flaske

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pumpe
Features	Med riller, til Rodalon desinfektion, stigrør længde 250 mm
Rumindhold, brutto	500 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Pumpen kan monteres på 500-600 ml flasker

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	26.5 cm	22.5 cm	9.5 cm	5703538442605
stk	250 ml				5703538443022