


Varenummer 1999902350

vileda  
PROFESSIONAL



Plastbakke, Vileda, 22,2x10,2x23,8cm,  
sort, genanvendt plast, helbakke, til  
opbevaring

## Produktbeskrivelse

Plastbakke lavet i genbrugsplast til Origo vogne.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Varemærke	Vileda
Farve	Sort
Features	Helbakke, til opbevaring
Materiale	Genanvendt plast
Længde/dybde	22.2 cm
Bredde	10.2 cm
Højde	23.8 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	55.2 cm	23.5 cm	11 cm	4023103214057