


Varenummer 1999902350

vileda
PROFESSIONAL



Plastbakke, Vileda, 22,2x10,2x23,8cm,
sort, genanvendt plast, helbakke, til
opbevaring

Produktbeskrivelse

Plastbakke lavet i genbrugsplast til Origo vogne.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbetegnelse | Plastbakke |
| Varemærke | Vileda |
| Farve | Sort |
| Features | Helbakke, til opbevaring |
| Materiale | Genanvendt plast |
| Længde/dybde | 22.2 cm |
| Bredde | 10.2 cm |
| Højde | 23.8 cm |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| stk | 1 stk | 55.2 cm | 23.5 cm | 11 cm | 4023103214057 |