

Varenummer 1999902351

vileda  
PROFESSIONAL

Moppeboks, Vileda Origo,  
55,2x21,1x23,8cm, 22 l, sort,  
genanvendt plast, med hank og  
farvekodeclips

## Produktbeskrivelse

Moppeboks lavet i genbrugsplast til Origo vogne. Indeholder farvekodeclips, som gør boksen ideel til farvekodning.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Sort
Features	Med hank og farvekodeclips
Materiale	Genanvendt plast
Længde/dybde	55.2 cm
Bredde	21.1 cm
Højde	23.8 cm
Rumindhold, brutto	22 l

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	55.2 cm	23.5 cm	22 cm	4023103214002