



Varenummer 1999902352

vileda  
PROFESSIONAL

Moppeboks, Vileda Origo, 55,2x23,8x32cm,  
25 l, sort, genanvendt plast, med hank og  
farvekodelips

## Produktbeskrivelse

Opbevaringsboks i genbrugsplast til Origo vogne.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Sort
Features	Med hank og farvekodelips
Materiale	Genanvendt plast
Længde/dybde	55.2 cm
Bredde	23.8 cm
Højde	32 cm
Rumindhold, brutto	25 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	55.2 cm	23.8 cm	32 cm	4023103214019