


Varenummer 1999902353

vileda  
PROFESSIONAL

Låg, Vileda Origo, 26,4x21,6cm, sort,  
genanvendt plast, til 22 ltr. moppeboks



## Produktbeskrivelse

Låg produceret i genbrugsplast, passer til opbevaringsboks og moppeboks til Origo vogne.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Sort
Features	Til 22 ltr. moppeboks
Materiale	Genanvendt plast
Længde/dybde	26.4 cm
Bredde	21.6 cm

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26.4 cm	21.5 cm	3 cm	4023103214026