



Varenummer 1999902354

vileda  
PROFESSIONAL

**Inventarspand, Vileda Origo,  
23,5x18x20,8cm, 5 l, sort, genanvendt  
plast, med hank og farvekodeclips**

## Produktbeskrivelse

Spand produceret i genbrugsplast til Origo vogne fra Vileda. Låget kan tilkøbes separat.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Sort
Features	Med hank og farvekodeclips
Materiale	Genanvendt plast
Længde/dybde	23.5 cm
Bredde	18 cm
Højde	20.8 cm
Rumindhold, brutto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23.5 cm	18 cm	20.8 cm	4023103214033