

Varenummer 1999902355

vileda
PROFESSIONAL

Låg, Vileda Origo, 21,9x15,5cm,
sort, genanvendt plast, til 5 ltr.
inventarspand



Produktbeskrivelse

Låg produceret i genbrugsplast til 5 l spand. Passer til alle Origo vogne fra Vileda.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Sort
Features	Til 5 ltr. inventarspand
Materiale	Genanvendt plast
Længde/dybde	21.9 cm
Bredde	15.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.9 cm	15.5 cm	1.6 cm	4023103214040